



FRIDURIT® MODULAR TISCHPLATTE MIT RILLE

aus Technischer Keramik

www.kyocera-solutions.de

FRIDURIT® MODULAR ARBEITSPLATTEN MIT RILLE

FRIDURIT modular Labortischplatten aus Technischer Keramik passen mit nur 20 mm Stärke perfekt in ein modernes Laborumfeld. Die leicht gerundete Vorderkante sowie eine optional eingefräste Rille im Randbereich sind besondere Designmerkmale und heben sie von anderen Tischplatten ab. Durch die Rille können der Arbeitsbereich optisch eingegrenzt und kleine Flüssigkeitsmengen aufgefangen werden.

TECHNISCHE KERAMIK

Arbeitsflächen im Labor sind extremen Belastungen ausgesetzt. FRIDURIT Technische Keramik ist auf die Arbeitsvorgänge in Ihrem Laborbetrieb optimal abgestimmt und hält allen Belastungen stand. FRIDURIT Labortischplatten und Becken bleiben selbst dann wie neu, wenn sie dauerhaft Chemikalien und hohen thermischen oder mechanischen Belastungen, wie Kratz-, Scheuer- und Reinigungsvorgängen, ausgesetzt sind.


Technische Keramik ist:

- ▶ leicht zu reinigen
- ▶ chemisch beständig
- ▶ mikrobiologisch rein
- ▶ kratzfest
- ▶ thermisch beständig
- ▶ umweltverträglich

GLASURFARBEN



FRIDURIT Labortischplatten aus Technischer Keramik sind in zahlreichen Farben erhältlich. Hier finden Sie eine Auswahl an verfügbaren Glasurfarben. Die Tischplatten sind außerdem in Glasuren mit schwarzen Sprenkeln erhältlich.

Diese Darstellungen sind nicht farbverbindlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen keramische Farbmuster zu.






AUSFÜHRUNG UND KANTENDETAIL

FRIDURIT Labortischplatten werden verlegefertig produziert, so dass keine Nacharbeiten nötig sind. Die maximale Abmessung einer Arbeitsplatte beträgt 900 x 1800 mm.



Die Rille kann an beliebig vielen Seiten der Platte eingebracht werden. Eine umlaufende Nut ist ebenfalls möglich.





Europäischer Hauptsitz:

KYOCERA Europe GmbH

Fritz-Müller-Straße 27
73730 Esslingen / Deutschland
Tel: +49 711 93 93 4-0
E-Mail: info.fc@kyocera.de
www.kyocera-fineceramics.de

Produktionsstandort und Vertriebsniederlassung:

KYOCERA Fineceramics Precision GmbH

Lorenz-Hutschenreuther-Straße 81
95100 Selb / Deutschland
Tel: +49 9287 807-0
E-Mail: info@kyocera-precision.com
www.kyocera-precision.com

Vertriebsniederlassung Neuss:

KYOCERA Europe GmbH

Hammfelddamm 6
41460 Neuss / Deutschland
Tel: +49 2131 16 37-0
E-Mail: info.fc@kyocera.de
www.kyocera-fineceramics.de

Produktionsstandort und Vertriebsniederlassung:

KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH

Steinzeugstraße 92
68229 Mannheim / Deutschland
Tel: +49 621 40547-300
E-Mail: info@kyocera-solutions.de
www.kyocera-solutions.de

Vertriebsniederlassung Frankreich:

KYOCERA Fineceramics SAS

Parc Icade Orly - Rungis
21 Rue de Villeneuve
94150 Rungis / Frankreich
Tel: +33 1 41 73 73-30
E-Mail: sales.france@kyocera.de
www.kyocera.fr

Vertriebsniederlassung Nordeuropa:

KYOCERA Fineceramics Nordics AB

Stormbyvägen 6
163 55 Spånga / Schweden
Tel: +46 8 44 66-910
E-Mail: info@kyocera-solutions.se
www.kyocera-solutions.se

Vertriebsniederlassung Vereinigtes Königreich:

KYOCERA Fineceramics Ltd

Prospect House, Archipelago, Lyon Way
Frimley, Surrey.
GU16 7ER / Vereinigtes Königreich
Tel: +44 1276 69 34 50
E-Mail: salesupport@kyocera.de
www.kyocera.co.uk